

# Termometr bezdotykowy Żabka controly kids



Cena: 91,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent /  
Marka Hydrex

Typ produktu

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Controly kids KFT-28, termometr bezdotykowy Żabka 1 sztuka

Termometr bezdotykowy na podczerwień Żabka Controly Kids KFT-28 to urządzenie, które pomoże Ci dokonać szybkiego pomiaru temperatury u Twojego dziecka. Sprawdzenie, czy maluch gorączkuje, trwa zaledwie 1 sekundę, co docenią rodzice aktywnych maluchów. Możliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego sprawia, że bez problemu możesz skontrolować temperaturę dziecka podczas snu.

## Właściwości:

- Pomiar jednym przyciskiem na czole
- Wyświetlacz z 3 kolorami
- Specyfikacja techniczna
- model: KFT-28,
- wymiary: 155 x 67 x 67 mm,
- waga produktu: ok. 120 g razem z bateriami,

- zastosowanie: pomiar temperatury ciała na czole oraz pomiar temperatury obiektów,
- sposób pomiaru: podczerwień,
- zakres pomiaru: 32-42,9?,
- rozdzielczość: 0,1?,
- dokładność pomiaru:  
  
± 0,3? (32? - 34,9?),  
± 0,2? (35? - 42?),  
± 0,3? (42,1? - 42,9?),
- ekran wyświetlacza: 27 mm x 27 mm LCD, 3 kolory podświetlenia,
- pamięć: zapis 64 ostatnich wartości temperatury,
- zasilanie: DC 3V, 2 baterie AAA 1,5 V,
- żywotność baterii: ok. 1200 pomiarów w temperaturze pokojowej,
- żywotność termometru: 5 lat (baterie należy wymieniać po ich rozładowaniu),
- funkcja automatycznego wyłączenia: po 10 s bezczynności,
- wskazanie niskiego napięcia: po wyświetleniu symbolu baterii należy wymienić baterie na nowe.

## W zestawie:

- 1 x termometr Controly KFT-28,
- 2 x baterie AAA,
- 1 x instrukcja obsługi

## Ostrzeżenia

- Poprawne użycie termometru wymaga starannego zapoznania się z instrukcją obsługi.
- Poprawne użycie termometru wymaga starannego zapoznania się z instrukcją obsługi.
- Poprawne użycie termometru wymaga starannego zapoznania się z instrukcją obsługi.
- W sytuacji przypadkowego połącznienia baterii natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Użycie termometru nie zastępuje wizyty u lekarza. Podjęcie samemu leczenia tylko na podstawie wyników pomiaru temperatury może być bardzo niebezpieczne.
- Nie używać tego urządzenia do celów innych niż przewidziane przez producenta i opisane w instrukcji.
- Nie demontować, nie naprawiać, nie modyfikować urządzenia samodzielnie.

- Nie obciążać, nie wyginać, nie stąpać i nie potrząsać produktem.
- Nie używać telefonów komórkowych ani sprzętu wytwarzającego pole elektromagnetyczne w pobliżu urządzenia.

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Posiada oznakowanie **CE 0123**
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

## Producent:

Kangfu Medical Equipment Factory, no. 380 ningkang East Road Yueqing city, zhejiang province, Chiny

## Dystrybutor:

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa