

Alugastrin 3 Forte, 20 saszetek

Cena: 44,49 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Laboratoria Polfa Łódź
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Alugastrin 3 Forte - 20 saszetek

Alugastrin 3 FORTE to wyrób medyczny **wskazany w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego**, który poprzez mechaniczne działanie składników zawartych w produkcie **zapobiega przedostawaniu się kwasów żołądkowych w kierunku przełyku, obniża nadkwaśność żołądka, chroni błonę śluzową żołądka oraz przełyku przed drażniącym działaniem zgagi i zarzuconej kwaśnej treści żołądka.**

Wskazania:

Alugastrin 3 Forte wykazuje unikalne, potrójne działanie w leczeniu nawracającej zgagi:

- **Ochrona żołądka i przełyku** - naturalny kompleks Mucosave® tworzy ochronną warstwę powlekającą błonę śluzową żołądka i przełyku.
- **Hamowanie refluksu** - w kontakcie z kwasem żołądkowym alginian staje się żelem, który zapobiega cofaniu się kwaśnej treści i hamuje refluks w kierunku przełyku.
- **Redukcja nadkwaśności** - węglan wapnia powoduje zmniejszenie kwasowości soku żołądkowego.

Właściwości:

- Skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych.

- Wygoda forma do rozpuszczenia w wodzie.
- Przyjemny, waniliowy smak.

Stosowanie:

Wsypać zawartość saszetki do szklanki i napełnić do połowy wodą (niegazowaną), energicznie mieszać do uzyskania jednorodnej zawiesiny, a następnie wypić. Zaleca się przyjmowanie jednej saszetki wieczorem przed snem. Druga saszetka może być przyjęta w ciągu dnia, po posiłku, w przypadku takiej konieczności. Maksymalne zalecane leczenie to 30 dni.

Skład:

Mucosave® (ekstrakt z liści Opuncji Figowej i liści Oliwki Europejskiej), alginian sodu, węglan wapnia, maltodekstryna, fruktoza, sukraloza, krzemionka, aromaty.

Uwagi:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, z dala od wilgoci.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na którykolwiek ze składników.

Zawartość opakowania:

- 20 saszetek każda po 3g (60g)
- ulotka informacyjna

Ważne:

- Wyrób medyczny.
- Posiada oznakowanie CE0477
- **Posiada deklarację zgodności UE.**
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.