

Apteo Care, Woda morska izotoniczna do nosa, 100ml



Cena: 22,90 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Apteo
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Apteo Care izotoniczna woda morska - 100 ml

Izotoniczna woda morska Apteo Care jest roztworem wody morskiej stosowanym zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Zawiera naturalną wodę morską z głębin Oceanu Atlantyckiego wraz z cennymi minerałami. Przeznaczona jest do codziennej higieny i utrzymania prawidłowych funkcji nosa. Sól zawarta w wodzie morskiej rozrzedza gęstą wydzielinę i przynosi ulgę śluzówce. Nie zawiera konserwantów ani propelentów.

Skład:

Naturalna woda morska, woda demineralizowana.

Wskazania:

- Codzienna higiena i oczyszczanie nosa.
- Nawilżanie suchej śluzówki nosa.
- Pomocniczo w czasie nieżyty nosa, zapalenia zatok oraz kataru siennego.

- Łagodząco w czasie podrażnienia śluzówki nosa w stanach infekcji i alergii.

Stosowanie:

1. Zdjąć osłonę z aplikatora, a następnie delikatnie wsunąć jego końcówkę do każdego otworu nosowego i nacisnąć na 1-2 sekundy. Pojemnik może być używany w dowolnej pozycji.
2. Niemowlęta od 6 miesiąca życia i dzieci do 6 roku życia: 1 dawka do każdego otworu nosowego, kilka razy dziennie, w miarę potrzeby.
3. Dzieci powyżej 6 roku życia i dorośli: 1-3 dawki do do każdego otworu nosowego, kilka razy dziennie, w miarę potrzeby.

Uwagi:

- Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia przeniesienia infekcji zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę.
- Po każdorazowym użyciu należy umyć końcówkę aplikatora wodą z mydłem i spłukać gorącą wodą.
- Nie wstrzykiwać pod skórę.
- Chronić przed dziećmi.
- Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem,
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
- Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
- Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50oC./122F.

Ważne:

- Wyrób medyczny - **posiada certyfikat CE 1434**
- **Posiada deklarację zgodności UE.**
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.